


Anti-Rnase3 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - P12724

Artikelnummer: CM0017823



Einführung

CamelBio liefert anti-RNASE3 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper für WB und ELISA, der gegen das menschliche eosinophile kationische Protein (ECP) gerichtet ist, das an der Wirtsabwehr und Entzündung beteiligt ist. Kreuzreaktivität mit Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNASE3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	ECP; RAF1; RNS3; RNASE3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6037
GenID	6037
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-160 von menschlicher RNASE3 (NP_002926.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P12724
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel