


Anti-Rnase6 Polyklonale Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q93091

Artikelnummer: CM0013931



Einführung

RNASE6 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der antimikrobiellen Aktivität von RNase K6 und der Harnwegsimmunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNASE6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RAD1; RNS6; RNaseK6; RNASE6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6039
Gen-ID	6039
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 des humanen RNASE6 (NP_005606.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q93091
Proteinmasse	17kDa
Versand	Eisbeutel