


Anti-Rnaseh1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60930

Artikelnummer: CM0006303



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes RNASEH1, Immunogen aa 140-286, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für RNA-DNA-Hybrid- und Transkriptionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNASEH1 Maus mAb
Bemerkungen/Alias	RNH1; H1RNA; PEOB2; RNASEH1
Spezies	Mensch
GeneID	246243
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das a.a. 140-286 von humanem RNASEH1 (O60930) enthält
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60930
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche