


Anti-Rnaseh1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60930

Artikelnummer: CM0029118



Einführung

Hochwertiger Anti-RNASEH1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges RNASEH1 (32 kDa). Ideal für die Untersuchung der Dynamik von RNA-DNA-Hybriden, der Transkriptionsterminierung und der R-loop-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNASEH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNH1; H1RNA; PEOB2; RNASEH1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	246243
Gen-ID	246243
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-286 von menschlichem RNASEH1 (NP_002927.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60930
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel