


Anti-Rnaseh2C-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tdp1

Artikelnummer: CM0017620



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RNASEH2C (AGS3/AYP1), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal zur Untersuchung der Verarbeitung von RNA:DNA-Hybriden und der Mechanismen der DNA-Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNASEH2C-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AGS3; AYP1; RNASEH2C
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84153
Gen-ID	84153
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-164 des humanen RNASEH2C (NP_115569.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TDP1
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku