


Anti-Rnd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q92730

Artikelnummer: CM0013261



Einführung

RND1 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RND1 gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Remodellierung des Aktin-Zytoskeletts und der Bildung neuronaler Prozesse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	RND1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ARHS; RHO6; RHOS; RND1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27289
GenID	27289
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 133-232 von humanem RND1 (NP_055285.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q92730
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel