

Anti-Rnf10-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8N5U6

Artikelnummer: CM0024157

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches RNF10 gerichtet ist, eine für die Ribosomenqualitätskontrolle entscheidende E3-Ubiquitin-Ligase. Validiert in WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Detektiert ein Protein von ~90 kDa, ideal zur Untersuchung von Stressreaktionen und Proteostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RNF10 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RNF10; RIE2; RING-Finger-Protein 10
Spezies	Mensch, Maus, Ratte
GenID (Mensch)	9921
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 660-760 von menschlichem RNF10 (NP_055683.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N5U6
Proteingewicht	89kDa/90kDa
Versand	Eisbeutel