

Anti-Rnf10 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N5U6

Artikelnummer: CM0005284

Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes RNF10, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Ribosomenqualitätskontrolle und Ubiquitinierung in humanen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RIE2
Spezies	Human
GeneID (human)	9921
GeneID	9921
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 660-760 von humanem RNF10 (NP_055683.3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N5U6
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel