

Anti-Rnf11-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3C5

Artikelnummer: CM0029016

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RNF11 gerichtet ist und für Western Blot (WB) und ELISA validiert ist. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Ubiquitin-vermittelter inflammatorischer Signalgebung und Proteinabbauwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGI-123; SID1669; RNF11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26994
GenID	26994
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-154 von humanem RNF11 (NP_055187.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3C5
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel