

Polyklonaler Anti-Rnf114-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y508

Artikelnummer: CM0016851

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RNF114, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines RNF114, eine E3-Ubiquitin-Ligase, die an der NF-κB-Regulation, der Kontrolle des Zellzyklus und der angeborenen Immunität beteiligt ist. Ideal für die Erforschung des Ubiquitin-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF114-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF313; PSORS12; RNF114
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55905
GeneID	55905
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-228 des humanen RNF114 entspricht (NP_061153.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y508
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku