

Anti-Rnf115 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y4L5

Artikelnummer: CM0020433

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RNF115 (BCA2, ZNF364), validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. RNF115 ist eine E3-Ubiquitin-Ligase, die an Autophagie, antiviraler Immunität und Zellsignalübertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF115 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCA2; ZFP364; ZNF364; RABRING7; RNF115
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	27246
GeneID	27246
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-140 von humanem RNF115 (NP_055270.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9Y4L5
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eistasche