


Anti-Rnf125 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Eq8

Artikelnummer: CM0015317



Einführung

RNF125 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, validiert für Western Blot und ELISA, gerichtet gegen humanes RNF125 – eine E3-Ubiquitin-Ligase, die die antivirale Immunität und T-Zell-Aktivierung reguliert. Geeignet für Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF125 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
Spezies	Mensch
GenID	54941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 41-200 von menschlichem RNF125 (NP_060301.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96EQ8
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel