


Polyklonaler Anti-Rnf126-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv68

Artikelnummer: CM0021451



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen RNF126, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Funktionen von E3-Ubiquitin-Ligasen bei der Proteinhomöostase und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF126-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	RNF126; Ringfingerprotein 126
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55658
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-200 des humanen RNF126 (NP_919442.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BV68
Proteingewicht	33 kDa/35 kDa
Versand	Kühlakku