


Anti-Rnf126 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bv68

Artikelnummer: CM0019501



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen die humane E3-Ubiquitin-Protein-Ligase RNF126, geeignet für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt 34 kDa RNF126 bei Mensch, Maus und Ratte für die Ubiquitinierungs- und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF126 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	RNF126
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55658
Gen-ID	55658
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BV68
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel