

Anti-Rnf14 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubs8

Artikelnummer: CM0003601

Einführung

Anti-RNF14 monoklonaler Kaninchenantikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-RNF14, eine wichtige E3-Ligase in der Translationsqualitätskontrolle und im Wnt-Signalweg. Ideal für mechanistische und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	RNF14 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ARA54; HFB30; TRIAD2; HRIHFB2038; RNF14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9604
Gen-ID	9604
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBS8
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel