


Anti-Rnf144A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50876

Artikelnummer: CM0020243



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RNF144A (UIP4) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für Forschung zu Ubiquitinierung, DNA-Schäden und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF144A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UIP4; hUIP4; RNF144; UBCE7IP4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9781
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 52-179 von humanem RNF144A (NP_055561.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P50876
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel