

Anti-Rnf149 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q8Nc42

Artikelnummer: CM0024536

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RNF149 (43kDa) für IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes RNF149; Kreuzreaktivität mit Ratte. Ideal für die Erforschung von E3-Ligasen und BRAF-Abbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RNF149 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNF149; DNAPTP2; Ring-Finger-Protein 149
Spezies	Human
GeneID (Human)	284996
GeneID	284996
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem RNF149 entspricht (NP_775918.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q8NC42
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistasche