

Anti-Rnf149 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nc42

Artikelnummer: CM0015386

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RNF149, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt RNF149 in humanen, Maus- und Rattenproben. Nützlich für die Untersuchung von Ubiquitinierungs- und BRAF-Abbauwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF149 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DNATP2; RNF149
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	284996
Gen-ID	284996
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 221-400 des humanen RNF149 (NP_775918.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NC42
Protein-Gewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel