

Anti-Rnf152-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N8N0

Artikelnummer: CM0019657

Einführung

Polyklonaler Anti-RNF152-Kaninchenantikörper für WB und ELISA, der auf die humane E3-Ubiquitin-Protein-Ligase RNF152 (UniProt Q8N8N0) abzielt. Für die Forschung zu mTORC1-Signalwegen und Apoptosewegen validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF152-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RNF152
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	220441
Gen-ID	220441
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen RNF152 (NP_775828.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N8N0
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku