

Anti-Rnf166 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96A37

Artikelnummer: CM0024785

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RNF166, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der E3-Ubiquitin-Ligase-Funktion in der angeborenen Immunität und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF166 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNF166
Spezies	Human
GeneID (Human)	115992
GeneID	115992
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend der Aminosäuren 102-201 von humanem RNF166 (NP_849163.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96A37
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eistasche