


Anti-Rnf168 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iyw5

Artikelnummer: CM0030001



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane E3-Ubiquitin-Protein-Ligase RNF168, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines RNF168, einen Schlüsselregulator der DNA-Schadensantwort und Histon-Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF168 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RIDL; hRNF168; RNF168
Spezies	Human
GeneID (Human)	165918
GeneID	165918
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-571 von humanem RNF168 (NP_689830.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8IYW5
Proteingröße	65kDa
Versand	Kühltasche