

Anti-Rnf180-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86T96

Artikelnummer: CM0020373

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen rekombinantes humanes RNF180 (AS 1-416). Erkennt humanes, murines und Ratten-RNF180. Für Western Blot und ELISA validiert. Ideal für Untersuchungen zur Ubiquitinierung und zum Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RNF180-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RINES; RNF180
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	285671
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-416 des humanen RNF180 (NP_848627.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86T96
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Kühlakku