


Anti-Rnf20 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5Vtr2

Artikelnummer: CM0005904



Einführung

Hochwertiger Anti-RNF20 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem RNF20, einer Histon-H2B-Ubiquitin-Ligase. Ideal für epigenetische und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF20 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56254
Gen-ID	56254
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem RNF20 (Q5VTR2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5VTR2
Proteingewicht	114kDa
Versand	Eisbeutel