

Anti-Rnf220 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Vtb9

Artikelnummer: CM0013694

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen RNF220 (E3-Ubiquitin-Protein-Ligase). Validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte RNF220 (63 kDa). Ideal für die Untersuchung von Ubiquitinierung, Wnt-Signalgebung, Neuroentwicklung und Interferonantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF220 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HLD23; C1orf164; RNF220
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55182
Gen-ID	55182
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 267-566 von menschlichem RNF220 (NP_060620.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5VTB9
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel