

## Anti-Rnf31 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - Q96Ep0

Artikelnummer: CM0016423



### Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes RNF31 (HOIP, ZIBRA) für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Validiert für humane und murine Proben und erkennt die etwa 120 kDa große E3-Ligase-Komponente des LUBAC-Komplexes. Ideal für die Erforschung der NF-κB-Signalübertragung und von Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter               | Wert                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname             | RNF31-Kaninchen-pAb                                                                                                 |
| Bezeichnungen/Alias     | HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31                                                                                            |
| Art                     | Mensch                                                                                                              |
| GeneID (Mensch)         | 55072                                                                                                               |
| GeneID                  | 55072                                                                                                               |
| Immunogen               | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 500-700 des humanen RNF31 (NP_060469.4) |
| Quelle                  | Kaninchen                                                                                                           |
| Kategorie               | Polyklonale Antikörper                                                                                              |
| Anwendung               | WB, IF-P, ELISA                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität        | Mensch, Maus                                                                                                        |
| SWISS                   | Q96EP0                                                                                                              |
| Proteinmolekulargewicht | 120 kDa                                                                                                             |
| Versand                 | Kühlakku                                                                                                            |