

Anti-Rnf31 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ep0

Artikelnummer: CM0026720



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RNF31 (HOIP), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Ratte. Ideal für die Erforschung der NF-κB-Signalübertragung und linearen Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF31 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
Spezies	Human
GeneID (Human)	55072
GeneID	55072
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 500-700 von humanem RNF31 (NP_060469.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q96EP0
Proteingewicht	120kDa
Versand	Eisbeutel