

Anti-Rnf34 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc Und Elisa - Q969K3

Artikelnummer: CM0027248

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der gegen humanes RNF34 (CARP1/hRFI), eine E3-Ubiquitin-Ligase, gerichtet ist. Validiert für Anwendungen in WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Forschung zu Apoptose, Proteinabbau und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF34 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RFI, RIF, RIFF, hRFI, CARP1, CARP-1, RNF34
Spezies	Mensch
GeneID	80196
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-220 von humanem RNF34 (NP_079402.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q969K3
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel