

Anti-Rnf4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78317

Artikelnummer: CM0013519



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RNF4 (SLX5/SNURF), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Richtet sich gegen die E3-Ubiquitin-Protein-Ligase, die an Sumoylierungs-abhängigen Abbauwegen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen / Alias	SLX5, SNURF, RES4-26, RNF4
Art	Mensch
Gen-ID	6047
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-190 des humanen RNF4 (NP_001171938.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P78317
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku