


Anti-Rnf40 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75150

Artikelnummer: CM0005876



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches RNF40/BRE1B, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung der Histon-H2B-Monoubiquitinierung, epigenetischen Regulation und des lytischen Zyklus von KSHV.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF40 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
Spezies	Mensch
Gen-ID	9810
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 231-431 des menschlichen RNF40 (O75150) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75150
Proteingewicht	114 kDa
Versand	Eisbeutel