


Anti-Rnf40 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O75150

Artikelnummer: CM0027508



Einführung

RNF40 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf humane E3 Ubiquitin-Protein-Ligase BRE1B (O75150) ab, geeignet für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF40 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9810
Gen-ID	9810
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem RNF40 (NP_055586.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75150
Proteingewicht	114kDa
Versand	Eisbeutel