


Monoklonaler Anti-Rnf7-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubf6

Artikelnummer: CM0004145



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RNF7 (SAG/ROC2/RBX2/CKBBP1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Ubiquitinierung und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF7 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9616
Gen-ID	9616
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-113 von humanem RNF7 (NP_055060.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBF6
Proteinmasse	13 kDa
Versand	Eisbeutel