


Anti-Rnf7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubf6

Artikelnummer: CM0030429



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RNF7 (auch bekannt als ROC2, SAG). Geeignet für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen mit humanen Proben. Erkennt ein 13kDa-Protein (UniProt: Q9UBF6), das an Cullin-RING-Ligase-Komplexen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7
Spezies	Mensch
GeneID	9616
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-113 des humanen RNF7 (NP_055060.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UBF6
Proteingewicht	13kDa
Versand	Kühltasche