


Anti-Rnf8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 076064

Artikelnummer: CM0030017



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RNF8, validiert für Western Blotting und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu DNA-Schadenssignalisierung und Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF8 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	hRNF8; RNF8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9025
GenID	9025
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 230-485 des humanen RNF8 (NP_003949.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O76064
Proteinmasse	56 kDa
Versand	Eisbeutel