


Anti-Rnf8 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O76064

Artikelnummer: CM0006724



Einführung

RNF8 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt die humane, murine und Ratten-RNF8 E3-Ubiquitin-Ligase (~56 kDa), die an der DNA-Reparatur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF8 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	hRNF8; RNF8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9025
GenID	9025
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-260 des menschlichen RNF8 (NP_003949.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O76064
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel