


Anti-Rngtt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60942

Artikelnummer: CM0028820



Einführung

Anti-RNGTT Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem RNGTT. Ideal für die Forschung zur mRNA-Kappenbildung und die Entwicklung von diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNGTT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCE; HCE1; hCAP; CAP1A; RNGTT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8732
GenID	8732
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von menschlichem RNGTT (NP_003791.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60942
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel