

Anti-Rnh1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13489

Artikelnummer: CM0026172



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen RNH1 (Ribonuclease-Inhibitor, RAI). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Ratten-Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAI; RNH; RNH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6050
GenID	6050
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 202-461 von humanem RNH1 (NP_002930.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13489
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel