

Anti-Robo1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6N7

Artikelnummer: CM0018535



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches ROBO1, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Axonleitung, Neuroentwicklung und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ROBO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NORS; NYS8; SAX3; CPHD8; DUTT1; ROBO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6091
GenID	6091
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1452-1651 des menschlichen ROBO1 (NP_002932.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6N7
Proteinmasse	181 kDa
Versand	Eispackung