

Anti-Rock1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13464

Artikelnummer: CM0002699



Einführung

Der ROCK1 Kaninchen-monoklonale Antikörper wurde in WB und ELISA validiert und weist Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte auf. Ideal für Forschungsanwendungen zu Zytoskelettdynamik, Zellmigration und Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ROCK1 Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	ROCK-I; P160ROCK; ROCK1
Art	Mensch
Gen-ID	6093
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1100-1200 von menschlichem ROCK1 (Q13464) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13464
Proteingewicht	158 kDa
Versand	Eisbeutel