

Anti-Rock1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If, Elisa - Q13464

Artikelnummer: CM0014899



Einführung

ROCK1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IF-P, ELISA in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Schlüsselregulator des Aktin-Zytoskeletts und der Zellpolarität, ideal für die Zellmotilitäts- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ROCK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ROCK-I; P160ROCK; ROCK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6093
GenID	6093
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 400-660 von menschlichem ROCK1 (NP_005397.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13464
Proteingewicht	158kDa
Versand	Eisbeutel