

Anti-Rock1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13464

Artikelnummer: CM0015011



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ROCK1, durch Knockout validiert, für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für Zytoskelett-, Zellpolaritäts- und Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] ROCK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ROCK-I; P160ROCK; K1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6093
GeneID	6093
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 400-660 von humanem ROCK1 (NP_005397.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q13464
Proteingewicht	158kDa
Versand	Eisbeutel