

Anti-Rock2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075116

Artikelnummer: CM0027442



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ROCK2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes ROCK2 bei ~161 kDa. Ideal für die Forschung am Zytoskelett und Kinasen-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ROCK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ROCK-II; ROCK2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9475
Gen-ID	9475
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1109-1388 von humanem ROCK2 (NP_004841.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075116
Proteingewicht	
Versand	Eisbeutel