


Anti-Rogdi Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzn7

Artikelnummer: CM0025354



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ROGDI, validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung und Krankheitsmodellstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ROGDI Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KTZS; RAV2; ROGDI1; ROGDI
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	79641
Gen-ID	79641
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 des humanen ROGDI (NP_078865.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9GZN7
Proteingewicht	32kDa
Versand	Kühltasche