


Anti-Rom1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q03395

Artikelnummer: CM0029850



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches ROM1 (TSPAN23), validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Für Netzhautforschung und Studien an äußeren Stäbchensegmenten. Optimiert für IVD und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ROM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ROM; RP7; ROSP1; TSPAN23; ROM1
Spezies	Mensch
GenID	6094
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 126-263 von menschlichem ROM1 (NP_000318.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03395
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel