

Anti-Romo1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P60602

Artikelnummer: CM0010738

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der spezifisch gegen humanes ROMO1 gerichtet ist und für WB, IHC-P und ELISA validiert wurde. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu ROS und zur mitochondrialen Morphologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	[KD-validiert] ROMO1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MTGM, MTGMP, C20orf52, bA353C18.2, ROMO1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	140823
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-79 des humanen ROMO1 (NP_542786.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60602
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Kühlakku