


Anti-Ror1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01973

Artikelnummer: CM0028354



Einführung

ROR1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Ratte. Ideal für Wnt-Signalwegstudien, neurotrophe Rezeptorforschung und Krebsforschung. Unkonjugiert, 104kDa Zielprotein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ROR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NTRKR1; dJ537F10.1; ROR1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	4919
Gen-ID	4919
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-403 von humanem ROR1 (NP_005003.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q01973
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel