

Anti-Ror2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01974

Artikelnummer: CM0012048



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches ROR2 gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für Studien zur Chondrogenese, Osteogenese und Wnt-Signalgebung. Erkennt ein Protein von ~105 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ROR2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4920
Gen-ID	4920
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ROR2 (Q01974) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q01974
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel