

Anti-Ror2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01974

Artikelnummer: CM0024771



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ROR2 gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Erkennt menschliches, murines und rattiges ROR2. Ideal für Forschung zu Wnt-Signalweg, Osteogenese und Knorpelentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ROR2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
Spezies	Mensch
GenID	4920
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 100-200 von humanem ROR2, NP_004551.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01974
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel