


Anti-Rora Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35398

Artikelnummer: CM0026291



Einführung

RORA Kaninchen polyklonaler Antikörper (P35398), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges RORA. Ideal für Forschung zu zirkadianem Rhythmus, Stoffwechsel und T-Zell-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RORA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ROR1; ROR2; ROR3; RZRA; NR1F1; RORa1; IDDECA; RORalpha; RZR-ALPHA; RORA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6095
GenID	6095
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 175-255 von menschlichem RORA (NP_599023.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35398
Proteingewicht	53KDa/59kDa/61KDa/63KDa
Versand	Eisbeutel