

## Anti-Rorc-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51449

Artikelnummer: CM0013323



### Einführung

Kaninchens polyklonaler Anti-RORC-Antikörper für WB und ELISA. Erkennt menschliches RORC, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Kernrezeptors ROR-gamma bei der Differenzierung von Immunzellen, der zirkadianen Rhythmik und der metabolischen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | RORC Kaninchen pAb                                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | TOR; RORG; RZRG; IMD42; NR1F3; RZR-GAMMA; RORC                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                  |
| Gen-ID (Mensch)   | 6097                                                                                                                                    |
| Gen-ID            | 6097                                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 223-312 von menschlichem RORC (NP_005051.2) homolog ist |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                     |
| SWISS             | P51449                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 58kDa                                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                               |