

Anti-Rorβ Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92753

Artikelnummer: CM0002512

Einführung

Validierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes RORβ für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den Kernrezeptor ROR-beta ab, der für zirkadiane Rhythmen, Sehen und neuronale Entwicklung essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RORβ Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RZRB; EIG15; NR1F2; ROR-BETA; RZR-BETA; bA133M9.1; RORβ
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6096
GenID	6096
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92753
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel